

1) システムの名称 :

HeSeL Reader (ヘッセルリーダー)

2) 対象業務、電子カルテシステム内での位置付け :

1 2. 診療録など管理系

3) 特色 :

- スマートフォン端末、タブレット端末にて「Google Play」「App Store」から無料でインストールできる。
- HeSeL 製品を通じて自分の診療(検査)データを保存・閲覧できる。
- ダウンロード後の診療(検査)データは、オフライン状態でも閲覧できる。
- 診療(検査)データは家族と共有することができる。(シェア機能)
- パスワード設定をすることで、他人に診療(検査)データを見られる心配がない。(情報保護機能)
- 「HeSeL Importer」を利用することで、リーダーに保存されているDICOM 画像を転院先の PACS Server に転送可。

4) 画面／構成図を含めた分かりやすい説明 :

## 受診者用無料アプリ

個人情報保護 特許複数取得

(病院より提供された医療データを閲覧するためのFree Viewer)

患者様向け 無料 iOS/Android 端末用アプリ

自分のスマホに診療(検査)データを保存し、いつでもどこでも閲覧できる世界初のアプリケーション

HeSeLアプリダウンロード  
※「App Store」や「Google Play Store」から  
"hesel"を検索しアプリをダウンロード

Download on the App Store GET IT ON Google Play



### 検査画像のDICOM,HL7-CDA,MPEG4,PDF,JPEGに対応



マンモグラフィー検査 内視鏡検査 血管造影画像 CT検査画像 骨密度画像



5) 標準化への対応状況、未達成の場合対応予定および対応のための追加費用の有無：

- ・ DICOM (ver. 3.0)
- ・ HL7-CDA (Ver. 2)
- ・ PDF
- ・ MPEG4
- ・ JPEG

6) 動作環境 (ソフトの場合)、ハードスペック (ハードの場合)：

Android 端末、ios 端末、タブレット端末

7) 稼働までに必要な作業・期間：

「Google Play」もしくは「App Store」からインストール (5分未満)

8) 価格 (桁数 (日本円における桁数)、「ご相談」は不可、桁数帯・金額・金額帯を入れても良い)：

無料

9) 保守の内容と費用：

不具合等は下記お問い合わせ先にご連絡ください。

10) お問い合わせ先 (販売会社 担当者、URL、e-mail 等) および開発元 (もし別途あれば)：

開発元  
株式会社 HeSel  
東京都中央区八丁堀 1-11-3 ディアレスト東京 8F  
TEL : 03-3553-1201 FAX : 03-3555-5122  
URL : <http://www.hesel.jp>  
MAIL : sales@hesel.jp