

1) システムの名称 :

病院用タップ (5m・レッド) TAP-MR7548TD5R

2) 対象業務、電子カルテシステム内での位置付け :

2.2. 設備系

3) 特色 :

薬液、体液などの落下による絶縁劣化、短絡を予防する病院用タップ。5m・レッド。

4) 画面／構成図を含めた分かりやすい説明 :

通常のタップ

病院用タップ

さらに安全!  
輸液・薬液よけ  
ひさし付き

輸液、薬液など導電性が高い液体が浸入しにくい横差し構造。

JIS T1021の  
医用コンセント、プラグ

JIS T1021適合品  
プラグ

- 薬液、輸液などの導電性が高い液体が浸入しにくい横差し構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。
- 差込口、電源コードが赤になっており、病院内の緊急用電源としての設置に最適です。
- コンセントとプラグは医用 JIS T1021 適合品を使用し、本体は JIS C8303 適合の安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。

※病院用以外、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。

※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用（病院用）コンセントは JIS T1021 に適合するものが最適です。

5) 標準化への対応状況、未達成の場合対応予定および対応のための追加費用の有無：

特記なし

6) 動作環境（ソフトの場合）、ハードスペック（ハードの場合）：

特記なし

7) 稼動までに必要な作業・期間：

特記なし

8) 価格（桁数（日本円における桁数）、「ご相談」は不可、桁数帯・金額・金額帯を入れても良い）：

標準価格 ¥ オープン（5桁）

9) 保守の内容と費用：

特記なし

10) 問い合わせ先（販売会社 担当者、URL、e-mail等）および開発元（もし別途あれば）：

サンワサプライ(株) 岡山サプライセンター TEL) 086-223-3311

東京サプライセンター TEL) 03-5763-0011

製品 URL: <http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-MR7548TD5R>