

1) システムの名称 :

紹介情報管理システム PDI+ MoveBy (ピーディーアイプラス ムーブバイ)

2) 対象業務、電子カルテシステム内での位置付け :

1 2. 診療録など管理系

3) 特色 :

紹介情報管理システム PDI+ MoveBy は、他医療機関とのデータ授受を効率的に行えるシステムです。Importer では、専門知識を要することなく他院から持ち込まれる様々なデータを一時的に取り込みスムーズに参照、医師が必要なデータのみを院内に保管することができます。Exporter では、院内 PACS の DICOM 画像はもちろん、非 DICOM 画像や診療情報提供書などの文書と一緒に CD/DVD などの可搬電子媒体に書き込むことができます。

4) 画面／構成図を含めた分かりやすい説明 :



#### ■さまざまなデータをエクスポート

院内 PACS 画像はもちろん、診療情報提供書やレポート、生理検査や病理検査システム、眼科システムなどの非 DICOM 画像やレポートも出力することができます。出力時に想定データ量も確認できるので無駄な出力を抑えられ、出力指示記録を電子カルテに残すこともできます。

#### ■自動で CD/DVD へ出力

医師が出力指示を行ったデータは、自動的に抽出され CD/DVD に出力されます。出力作業者を配置する必要はなく、CD/DVD 補充などのメンテナンス作業のみ行えばよいので、職員の負荷軽減、資源の有効活用が可能になります。また、出力装置を複数台接続することで、混み合った時間でもスピーディーに出力できます。

#### ■自動でコスト計上

医師がビューア上から出力指示を行った時点で自動的にコストを計上。有償提供のコスト取り漏れを防止します。

#### ■研究用途でのデータ出力

研究用、学会発表用に CD や USB に画像を出力することができます。必要に応じて特定のタグ情報の匿名化も行えます。

5) 標準化への対応状況、未達成の場合対応予定および対応のための追加費用の有無：

- ・ DICOM (Ver3.0) / Storage (C-STORE SCP) / Query Retrieve (C-FIND SCU, C-MOVE SCU)
- ・ MPPS SCU / Storage Commitment SCU
- ・ MWM SCU
- ・ IHE-J IRWF / Importer PDI / Display・Image Display・Portable Media Creator・Portable Media Importer
- ・ HL7 形式による患者検索

6) 動作環境 (ソフトの場合)、ハードスペック (ハードの場合)：

#### ■サーバ構成

シングルサーバ構成 (※必要に応じてウォームスタンバイ構成クラスタ構成、仮想環境)

オペレーティングシステム：Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2016

DBMS：Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2017 Standard

CPU：Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3 (10M Cache, 4C/3.00 GHz) 以上

メインメモリ：8GB 以上

HDD：3.2TB (実行容量) 以上

#### ■クライアント構成 ※電子カルテ相乗りを想定の為、推奨スペックを記載

オペレーティングシステム：Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

CPU：Intel Pentium プロセッサ 以上

メインメモリ：4GB 以上

画面解像度：SXGA (1280×1024) 以上

その他：CD/DVD ドライブ

7) 稼働までに必要な作業・期間：

病院担当者様及びモダリティーメーカー様と打合せ (3 回程度)・通常 3 か月程度

8) 価格 (桁数 (日本円における桁数)、「ご相談」は不可、桁数帯・金額・金額帯を入れても良い)：

ソフトウェア・導入作業費用：7~8 桁

9) 保守の内容と費用：

#### ■保守内容

対応内容：稼働時初期教育 (オペレーション説明、マニュアル配布)、運用開始時立会い  
障害発生時の電話サポート、リモート又はオンサイト対応、毎月のログ確認

前提条件：リモート接続可能な保守用 VPN 環境が有る場合

#### ■保守費用

システム規模、保守内容によって異なります。

10) 問い合わせ先 (販売会社 担当者、URL、e-mail 等) および開発元 (もし別途あれば)：

株式会社ファインデックス (旧ピーエスシー)

<http://findex.co.jp/>

東京本社 〒105-6133 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 33F TEL:03-5408-3745 FAX:03-5408-3744

四国支社 〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4-9-6 NBF 松山日銀前ビル 11F TEL:089-947-3388 FAX:089-947-1133

大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-18 淀屋橋スクエア 11F TEL:06-6220-1401 FAX:06-6220-1402

※弊社 HP のお問合せフォーム (医療システム・サービス) をご利用ください。

[https://findex.co.jp/inquiry/inq\\_pro.html](https://findex.co.jp/inquiry/inq_pro.html)